

Kullanım kılavuzu

OTICON | **Opn**
miniRITE
miniRITE-T



 **TwinLink**
NFMI + 2.4 GHz

Made for



iPod



iPhone



iPad

oticon
PEOPLE FIRST

Modele genel bakış

Bu kitapçık, Oticon Opn™ ailesine ait ve NFMI ve 2.4 GHz telsiz özelliğine sahip aşağıdaki işitme cihazı modelleri ve türleri için geçerlidir:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE-T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE-T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE-T |

Yukarıdaki modeller için aşağıdaki hoparlörler temin edilebilir:

- 60 Hoparlör
- 85 Hoparlör
- 100 Hoparlör

- PowerFlex kalıp ile 100 hoparlör
- PowerFlex kalıp ile 105 hoparlör

Giriş

Bu kitapçık yeni işitme cihazınızın kullanımında ve bakımında size rehberlik eder. Lütfen **Uyarı bölümü** de dâhil, bu kitapçığın tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu, yeni işitme cihazınızdan maksimum ölçüde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

İşitme uzmanınız, işitme cihazınızı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlamıştır. Başka herhangi bir sorunuz varsa, lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçiniz.

| [Hakkında](#) | [Başlangıç](#) | [Kullanım](#) | [Seçenekler](#) | [Kulak çınlaması](#) | [Uyarılar](#) | [Daha fazla bilgi](#) |

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

Kullanım amacı

Bu işitme cihazı, sesi artırmak, kulağa iletmek, dolayısıyla hafif, orta, ileri ve çok ileri derecedeki işitme kayıplarını telafi etmek için tasarlanmıştır. Bu işitme cihazı, yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar için geliştirilmiştir.

ÖNEMLİ UYARI

Bu işitme cihazının ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında işitme uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme yeteneğinize göre özel olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir.

İçindekiler tablosu 1/2

Hakkında

İşitme cihazınızı, hoparlörünüzü ve kulaklığınızı tanımlayın	10
miniRITE	12
miniRITE-T	14
Sol ve sağ işitme cihazını tanımlayın	16
Pil (boyut 312)	17
Pilleri tutmak ve temizleme için Çok Amaçlı Alet	18

Başlangıç

İşitme cihazını AÇMA ve KAPATMA	20
Pili değiştirme zamanı	21
Pili değiştirme	22

Kullanım

İşitme cihazını takma	24
İşitme cihazınızın bakımı	25
Standart kulaklıklar: kubbe veya Grip Tip	26
Kubbeyi veya Grip Tip'i değiştirme	27

ProWax miniFit filtresi	28
ProWax miniFit filtresini değiştirme	29
Kişiselleştirilmiş kulaklıklar: Micro kalıp, LiteTip veya PowerFlex kalıp	30
Micro kalıp, LiteTip veya PowerFlex kalıplarını temizleme	31
ProWax filtresini değiştirme	32
Uçak modu	33

Seçenekler

İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar	34
İşitme cihazını sessize alma	35
mini RITE üzerinde ses seviyesini değiştirme	36
mini RITE-T üzerinde ses seviyesini değiştirme	37
Program değiştirme	38
Hızlı sıfırlama	40
İşitme cihazını iPhone, iPad ve iPod Touch ile kullanma	41

İçindekiler tablosu 2/2

İşitme cihazlarını iPhone ile eşleştirme	42
İşitme cihazlarını iPhone, iPad ve iPod Touch'a yeniden bağlama	44
Oticon ON Uygulaması	45
Kablosuz aksesuarlar	46
Diğer seçenekler	47
Kulak çınlaması	
Tinnitus SoundSupport™ (isteğe bağlı)	48
Kulak çınlaması ses oluşturucusu kullanıcıları için talimatlar	49
Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı	50
Kullanma süresinde sınırlama	54
İşitme Uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler	55
Kulak çınlaması ile ilgili uyarılar	57

Uyarılar



Genel uyarılar	58
Daha fazla bilgi	
Sorun giderme kılavuzu	62
Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)	64
Kullanım koşulları	65
Garanti belgesi	66
Uluslararası garanti	67
Teknik bilgi	68
Kişisel işitme cihazı ayarlarınız	72

İşitme cihazınızı, hoparlörünüzü ve kulaklığınızı tanımlayın

Bu sayede bu kitapçıktan daha kolay faydalanabilirsiniz.

Hoparlörler

İşitme cihazları aşağıdaki hoparlörlerden birini kullanır:



Kulaklıklar

Hoparlör, aşağıdaki kulaklıklardan birini kullanır:



Kubbe (açık kubbe gösterilmiştir)*



GripTip*




VarioTherm® mikro kalıp veya Lite Uç



Mikro kalıp veya Lite Uç

PowerFlex kalıp hoparlörler




*Kubbe veya GripTip değişimi ile ilgili detaylar için "Kubbeyi veya GripTip'i değiştirme" bölümüne bakınız


® VarioTherm, Dreve'nin tescilli bir ticari markasıdır

miniRITE

Nedir




Neler yapar




miniRITE-T

Nedir




Neler yapar



Sol ve sađ iřitme cihazını tanımlayın


Farklı programlanmış olabileceğinden, sol ile sađ cihazın birbirinden ayrılması önemlidir.

Sol/sađ renk göstergelerini, resimde gösterildiđi gibi pil yuvasında ve 60 ile 85 hoparlörlerinin üzerinde bulabilirsiniz. Göstergeler ayrıca 100 hoparlörlerinin üzerinde ve bazı kulaklıklarda da bulunur.




Pil (boyut 312)

iřitme cihazınız, özel pillerle çalıřan minyatür bir elektronik cihazdır. iřitme cihazını çalıřtırmak için, pil yuvasına yeni bir pil yerleřtirmeniz gerekir. "Pili deđiřtirme" bölümüne bakınız.



Pilleri tutmak ve temizleme için Çok Amaçlı Alet

Çok Amaçlı Alet, işitme cihazındaki pilin değiştirilmesini kolaylaştıran bir mıknatıs içerir. Ayrıca kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fırça ve bir tel döngü de içerir. Yeni bir Çok Amaçlı Alet gerekirse, lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçiniz.



ÖNEMLİ UYARI


Çok Amaçlı Aletin içinde bir mıknatıs vardır. Çok Amaçlı Alet'i kredi kartı ve diğer manyetik olarak hassas olan aygıtlardan en az 30 cm uzakta tutunuz.

İşitme cihazını AÇMA ve KAPATMA

Pil yuvası, işitme cihazını açıp kapatmak için kullanılır. Pil ömründen tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazınızı kapattığınızdan emin olunuz.


AÇIN

Pili yerleştirip pil yuvasını kapatınız.



KAPATIN

Pil yuvasını açınız.



Pili değiştirme zamanı

Pili değiştirme zamanı geldiğinde, pil bitene kadar düzenli aralıklarda art arda üç sinyal sesi duyarsınız.



Üç sinyal sesi*
= Pili zayıflamış



Dört sinyal sesi
= Pili bitmiş

Pil ucu


İşitme cihazınız her zaman çalıştığından emin olmak için, yanınızda her zaman yedek pil taşıyınız veya evden çıkmadan önce pilini değiştiriniz.

*Bluetooth kapatılır ve kablosuz aksesuarlar kullanılamaz.

Not: Piller, eğer işitme cihazınıza ses veya müzik akışı yapıyorsanız daha sık değiştirilmelidir.

Pili deęiřtirme

1. ıkartınız



Pil yuvasını tam açınız. Pili ıkartınız.

2. Etiketini Sökünüz



Yeni pilin + işareti- nin olduęu taraftaki yapışkanlı etiketi pilden ayırınız.


İpucu:
Pilin optimum perfor- mans sağlayabilmesi için pilin 2 dakika hava almasına izin veriniz.

3. Yerleştiriz



Yeni pili pil yuvasına yerleştiriniz. + tara- fının yukarıya dönük olduğundan emin olunuz.

4. Kapatınız



Pil yuvasını kapatınız. İşitme cihazın kulaklığından bir açılıř müzięi çalar.

Açılıř müzięini duymak için kulaklığı kulaęınızın yakınına tutunuz.

U



ok Amalı Alet

ok Amalı alet, pilleri ıkartmak ve takmak için kullanılabilir. Pillerini ıkartmak ve takmak için manyetik ucu kullanınız.

ok Amalı Alet, işitme uzmanınız tarafından saęlanır.

İşitme cihazını takma


Adım 1



İşitme cihazını kulağınızın arkasına yerleştiriniz.


Hoparlör her zaman ucunda bir kulaklık ile kullanılmalıdır. Sadece işitme cihazınız için tasarlanmış olan parçaları kullanınız.

Adım 2



Hoparlör kablosunu başparmak ile işaret parmağı arasında kıvrım yerinden tutunuz. Kulaklık kulak kanalının girişine doğru yönlendirilmiş olmalıdır.

Adım 3



Hoparlör teli başınıza dayanana kadar kulaklığı nazikçe kulak kanalınıza doğru itiniz.


Hoparlörün kulak kulpu varsa, kulak kıvrımına oturacak şekilde onu kulağa yerleştiriniz.

İşitme cihazınızın bakımı

Yanlışlıkla düşmesi durumunda, zarar görmesini önlemek için işitme cihazınızın bakımını yumuşak bir zeminin üzerinde yapınız.

Mikrofon deliklerini temizleyiniz

Deliklerdeki artıkları dikkatli bir şekilde fırçalayarak temizleyiniz. Yüzeyini nazikçe fırçalayınız. Fırça temiz olduğundan ve deliklere bastırılmadığından emin olunuz.




ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanınız. İşitme cihazı asla su veya başka bir sıvıyla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Standart kulaklıklar: kubbe veya Grip Tip

Kubbelerle Grip Tip, yumuşak lastik malzemeden yapılmıştır. 4 farklı kubbe tipi vardır. Kulaklığınızın şeklini ve boyutunu tespit ediniz.




ÖNEMLİ UYARI

Kulağınızdan çıkartırken kulaklık, hoparlörün üstünde değilse, kulaklık halen kulak kanalınızda kalmış olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için işitme uzmanınıza danışınız.

Kubbeyi veya Grip Tip'i değiştirme


Standart kulaklık (kubbe veya GripTip) temizlenmemelidir. Kulaklık kulak kiriyle dolduğunda, onu yenisiyle değiştiriniz. Grip Tip en az ayda bir değiştirilmelidir.



ProWax miniFit filtresi

Hoparlörün ucunda takılı olan kulaklığın altında beyaz bir kulak kiri filtresi vardır. Kulak kiri ve artık filtresi, kirin hoparlöre zarar vermesini önler. Filtre tıkanıldığında, lütfen kulak kiri filtresini değiştirin veya işitme uzmanınızla iletişime geçiniz.

Kulak kiri filtresini değiştirmeden önce kulaklığı hoparlörden ayırınız.




ÖNEMLİ UYARI

Her zaman işitme cihazınızla birlikte verilen kulak kiri filtresiyle aynı tipte filtre kullanınız. Kulak kiri filtresinin değişimi veya kullanımı hakkında danışmak istediğiniz bir konu olursa, işitme uzmanınızla iletişime geçiniz.

ProWax miniFit filtresini değiştirme

1. Alet



Aleti kabuğundan çıkartınız. Aletin iki pimi vardır; biri eski filtreyi çıkartmak içindir, diğerinde ise yeni bir kulak kiri filtresi vardır.

Not:


Eğer kalıp kullanıyorsanız, hoparlördeki kulak kiri filtresi bir işitme uzmanı tarafından değiştirilmelidir.

2. Çıkart



Boş pimi hoparlördeki kulak kiri filtresine sokunuz ve onu çekip çıkartınız.


3. Yerleştir



Aletin diğer pimini kullanarak yeni kulak kiri filtresini takınız, aleti çıkartınız ve dışarı atınız.

Kişiselleştirilmiş kulaklıklar: Micro kalıp, LiteTip veya PowerFlex kalıp

Üç farklı türde farklı kalıp mevcuttur: Micro kalıp, LiteTip ve Power kalıp. Micro kalıp ve LiteTip, iki farklı malzeme seçeneği ile temin edilebilir. Kulaklıklar kulağınıza göre kişiselleştirilmiştir.




*VarioTherm Mikro kalıp ve LiteTip'in kulak kiri filtresi yoktur

Micro kalıp, LiteTip veya PowerFlex kalıplarını temizleme

Bu kalıp düzenli olarak temizlenmelidir.


Kalıp, tıkanıldığında veya işitme cihazının sesi normal çıkmadığında değiştirilmesi gereken bir kulak kiri filtresi içerir.

Her zaman işitme uzmanınız tarafından sağlanan kulak kiri filtresini kullanınız.




ProWax filtresini deęiřtirme

1. Alet



Aleti kabuęundan ıkartınız. Aletin iki pimi vardır; biri eski filtreyi ıkartmak iindir, dięerinde ise yeni bir kulak kiri filtresi vardır.

2. ıkartma



Boř pimi kalıptaki kulak kiri filtresine sokun ve onu ekip ıkartınız.

3. Yerleřtirme




Aletin dięer pimini kullanarak yeni kulak kiri filtresini takınız, aleti ıkartınız ve dıřarı atınız.

Uak modu

Bir uaęa binerken veya radyo sinyallerini yaymanın yasak olduęu bir alana girerken, rneęin uuř sırasında uak modunun etkinleřtirilmiř olması gerekir. İřitme cihazı yine de alıřmaya devam eder. Uak modunun sadece bir iřitme cihazında etkinleřtirilmesi gerekir.

miniRITE




• **Etkinleřtirmek ve devre dıřı bırakmak iin dğmeyi en az 7 saniye boyunca basılı tutunuz.** Bir mzik sesi, bu eyleminizi doęrular.

Pil yuvasını aıp kapatmak, uak modunu da devre dıřı bırakır.

“Hızlı sıfırlama” blmne bakınız.

miniRITE-T



Dğmenin alt veya st tarafına basınız

İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar

Aşağıdaki sayfalarda tarif edilen özellik ve aksesuarlar, isteğe bağlıdır. İşitme cihazınızın nasıl programlanmış olduğunu öğrenmek için lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçiniz.


Zor dinleme koşulları ile karşılaşırsanız, size özel bir program bu konuda size yardımcı olabilir. Bunlar, işitme uzmanınız tarafından programlanır.

Yardıma ihtiyaç duyduğunuz işitme koşullarını aşağıda belirtiniz.


□ İşitme cihazını sessize alma

İşitme cihazını sessize almanız gerektiğinde, sessize alma ayarını kullanınız.

miniRITE



miniRITE-T



- İşitme cihazını sessize almak için düğmeyi uzunca (4 saniye boyunca) basılı tutunuz. Yeniden etkinleştirmek için, düğmeye kısa süreli basınız.


Düğmenin alt veya üst tarafına basınız

ÖNEMLİ UYARI

Sessiz konumda işitme cihazı pil tüketmeye devam ettiği için, bu işlevi işitme cihazınızı kapatmak için kullanmayınız.


□ mini RITE üzerinde ses seviyesini deęiřtirme

Dokunmatik düęme, sesi ayarlamanızı saęlar.
Sesi arttırdığınızda ya da azalttığınızda bir klik sesi duyarsınız.



□ mini RITE-T üzerinde ses seviyesini deęiřtirme

Dokunmatik düęme, sesi ayarlamanızı saęlar.
Sesi arttırdığınızda ya da azalttığınızda bir klik sesi duyarsınız.







İřitme uzmanı tarafından doldurulmalıdır

Ses seviyesini deęiřtir	<input type="checkbox"/> SOL	<input type="checkbox"/> SAę	<input type="checkbox"/> Kısa Basma
-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Programı deęiřtirme

İřitme cihazınıza en fazla 4 farklı program yüklenebilir. Bunlar, iřitme uzmanınız tarafından programlanır.

İřitme uzmanı tarafından doldurulmalıdır


Program	Etkinleřtirme sesi	Ne zaman kullanılmalı
1	 "1 sinyal sesi"	
2	 "2 sinyal sesi"	
3	 "3 sinyal sesi"	
4	 "4 sinyal sesi"	

miniRITE

Program deęiřtirme düęmesine basınız

İki iřitme cihazınız olduęunda, SAĐ iřitme cihazının örneęin 1. programdan 2. programa geçtięini, SOL iřitme cihazının ise örneęin 4. programdan 3. programa geçtięini unutmayınız.

Programı deęiřtirme	<input type="checkbox"/> Kısa Basma	<input type="checkbox"/> Uzun basma
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------




miniRITE-T

Programlar arasında ařaęı veya yukarı basınız

Programlar arasında, ařaęı veya yukarı doęru sürekli geçiř yapabileceęinizi unutmayınız. Örneęin 1. programdan 4. programa geçmek istiyorsanız, yukarı düęmesine üç kez basmak yerine ařaęı düęmesine bir kez basabilirsiniz.


Programı deęiřtirme	<input type="checkbox"/> SOL	<input type="checkbox"/> SAĐ	<input type="checkbox"/> Kısa Basma	<input type="checkbox"/> Uzun basma
---------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------




Hızlı sıfırlama

Cihazın işitme uzmanınız tarafından programlanan standart ayarlarına dönmek istiyorsanız, pil yuvasını açıp kapatmanız yeterli olur. İşitme cihazınızı sıfırladığınız zaman bir müzik sesi çalınır.

Aç



Kapat



İşitme cihazınızı iPhone, iPad ve iPod Touch ile kullanma

İşitme cihazlarınız, iPhone® için üretilmiştir ve bir iPhone, iPad® veya iPod® touch ile doğrudan iletişim ve kontrole izin verir. Bu ürünleri işitme cihazlarınızla kullanmada yardım almak için lütfen işitme uzmanınız ile iletişime geçiniz

veya web sitemizi ziyaret ediniz:
www.oticon.global/connectivity

Web sitesinde uyumluluğa dair bilgi de bulabilirsiniz.



Not: Doğrudan ses akışı şu anda Android tarafından desteklenmiyor.

Oticon Opn, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. nesil), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini ve iPod touch(5 ve 6. nesil) ile uyumludur. Bu aygıtlar iOS 9.3 veya daha güncel bir yazılım ile çalışmalıdır.


İşitme cihazlarını iPhone ile eşleştirme

1. Ayarlar




iPhone'unuzu açınız ve "Ayarlar" bölümüne gidiniz. Bluetooth açık olduğundan emin olunuz. Ardından "Genel" seçeneğini seçiniz.

2. Genel




"Genel" ekranından "Erişilebilirlik" seçeneğini seçiniz.

3. Erişilebilirlik




"Erişilebilirlik" ekranından "İşitme Aygıtları" seçeneğini seçiniz.

4. Hazırlık




Her iki işitme cihazının pil yuvalarını açıp kapatın ve cihazları iPhone'unuzun yakınına koyunuz. İşitme cihazları 3 dakika boyunca eşleştirme modunda kalacaktır.

5. Seçim



iPhone'unuz eşleştirilecek işitme cihazlarını algılayacaktır. Algılanan cihazlar iPhone listenizde belirecektir. İşitme cihazlarınızı seçiniz.

6. Eşleştirme onayı



Eşleştirmeyi onaylayınız. Eğer iki işitme cihazınız varsa, her bir cihazınız eşleştirme onayı gerektirecektir.

İşitme cihazlarınızı iPhone, iPad ve iPod Touch'a yeniden bağlama

İşitme cihazlarınızı veya Apple® cihazınızı kapatırsanız bağlantınız kesilir. Bağlantıyı yeniden sağlamak için pil kapağını açıp kapatarak işitme cihazlarınızı çalıştırınız. İşitme cihazları Apple cihazınıza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir” ifadeleri, bir elektronik aksesuarın özel olarak iPod, iPhone veya iPad'e bağlanacak şekilde tasarlandığı ve geliştirici tarafından, Apple'ın performans standartlarını sağladığının belgelendirildiği anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının, kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, iPod, iPod touch ve Apple Watch Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir servis markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

Oticon ON Uygulaması

iPhone, iPad, iPod touch ve Android™ cihazları için olan Oticon ON uygulaması, işitme cihazlarınızı kontrol etmenin kolay ve gizli bir yolunu sunar. Oticon ON uygulaması, IFTTT'ye İnternet üzerinden bağlantı kurularak sayısız farklı cihaza bağlanabilmenizi ve bu cihazları kontrol edebilmenizi sağlar. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntı için www.oticon.global/connectivity adresini ziyaret ediniz.

Oticon ON uygulamasını App Store veya Google Play™ üzerinden temin edebilirsiniz. iPad'e Oticon ON uygulamasını indirirken, App Store'da iPhone uygulamalarını aratınız.



Not: Doğrudan ses akışı şu anda Android tarafından desteklenmiyor.

Kablosuz aksesuarlar

Kablosuz işitme cihazınızla birlikte birçok kablosuz bağlantı aksesuarı ek olarak kullanılabilir. Bunlar günlük yaşamınızda birçok durumda daha iyi işitmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayabilir.

ConnectClip*

ConnectClip cep telefonunuzla eşleştirildiğinde, işitme cihazlarınızı mikrofonlu kablosuz kulaklıklar olarak kullanabilirsiniz.

TV Adaptörü 3.0

TV Adaptörü, TV ve elektronik ses cihazlarından gelen sesleri kablosuz olarak ileten bir vericidir. TV Adaptörü ses akışını doğrudan işitme cihazlarınıza iletir.

Remote Control 3.0

Bu uzaktan kumanda, işitme cihazınızdaki programı değiştirme, sesi ayarlama veya sessize getirme özelliğini sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin: www.oticon.global

*ConnectClip, 2017 yılının ikinci yarısında temin edilebilecektir

Diğer seçenekler



Telecoil: miniRITE-T için isteğe bağlı

Telecoil, tümleşik döngülü bir telefon kullandığınızda veya sinema/tyatro, ibadet mekanları veya seminer odaları gibi teleloop sistemleri bulunan binalarda olduğunuzda daha iyi işitmenize yardımcı olur. Teleloop kurulu olan alanlar bu simge veya benzer bir işaret ile gösterilir.



Otomatik Telefon

Telefonunuzun buna özel bir mıknatısı varsa işitme cihazındaki Otomatik Telefon programını otomatik olarak etkinleştirebilir. Mıknatısın telefonunuzun üstüne yerleştirilmesi gerekir.

Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla iletişime geçiniz.

□ **Tinnitus SoundSupport™** (isteğe bağlı)

Tinnitus SoundSupport'un planlanan kullanımı

Tinnitus SoundSupport, kulak çınlaması yönetim programının bir parçası olarak, kulak çınlaması şikayeti olan hastalara geçici bir rahatlama sunmak amacıyla ses oluşturmak için kullanılan bir araçtır.

Hedef nüfus, yetişkin (18 yaşından büyük) nüfustur.

Tinnitus SoundSupport, kulak çınlamasının ve işitme kayıplarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusuna yetkili işitme uzmanlarına (odyologlar, işitme cihazı uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. Tinnitus SoundSupport'un fitting işlemi, kulak çınlaması yönetim programına katılan bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kulak çınlaması ses oluşturucusu kullanıcıları için talimatlar

Bu talimatlar, işitme uzmanınız tarafından işitme cihazlarınızda etkinleştirilmiş olabilecek Tinnitus SoundSupport hakkında bilgi içerir.

Tinnitus SoundSupport, kulak çınlamasının yönetilmesine yardımcı olması için yeterli yoğunlukta ve bant genişliğinde ses oluşturmak için tasarlanan bir kulak çınlaması yönetim cihazıdır.

İşitme uzmanınız ayrıca uygun takip bakımını da yapabilir. Bu bakımla ilgili işitme uzmanınızın önerilerine ve talimatlarına uyulması önemlidir.

Sadece reçeteli olarak kullanınız

Sağlıklı bir uygulama için, kulak çınlaması bildiren kişinin bir ses oluşturucusu kullanmadan önce yetkili bir kulak doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin amacı, kulak çınlamasına neden olabilecek, tedavi edilebilir her türlü durumun, ses oluşturucusunu kullanmadan önce tespit ve tedavi edilmesini sağlamaktır.

Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanınız tarafından, işitme kaybınıza ve kulak çınlamanızı rahatlatma tercihlerinize uyacak şekilde programlanmıştır. Bir dizi farklı ses seçeneği sunar. İşitme uzmanınızla birlikte tercih ettiğiniz sesleri seçebilirsiniz.

Tinnitus SoundSupport programları

Tinnitus SoundSupport'un hangi programlarda etkinleştirilmesini isteyebileceğinize işitme uzmanınızla birlikte karar verirsiniz. Ses oluşturucusu maksimum dört farklı programda etkinleştirilebilir.

Sessiz konum

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir programdaysanız, sessize alma fonksiyonu sadece çevre seslerini sessize alır ve Tinnitus SoundSupport'tan gelen sesleri sessize almaz. "İşitme cihazını sessize alma" bölümüne bakınız.

Tinnitus SoundSupport'la ses seviyesi ayarları

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir program seçerseniz, işitme uzmanınız işitme cihazınızın üzerindeki düğmeyi sadece kulak çınlamasını rahatlatıcı sesler için ses seviyesi düğmesi olarak ayarlayabilir.

İşitme uzmanınız, ses oluşturucusunun ses seviyesi kontrolünü aşağıdaki iki fonksiyondan birine hizmet edecek şekilde ayarlar:

- A) Her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı ayrı değiştirme
- B) Her iki kulaktaki ses seviyesini de aynı anda değiştirme

miniRITE

<input type="checkbox"/>	<p>A) Tinnitus SoundSupport'un her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı ayrı deęiřtirme Sadece bir iřitme cihazında ses seviyesini yükseltmek için, istedięiniz seviyeye gelene kadar düęmeye art arda kısaca basınız. Ses, iki sinyal sesi duyulana kadar ilk bastıęınızda her zaman daha yüksek olacaktır. Bundan sonra ses seviyesi düşecektir. Sadece bir iřitme cihazında ses seviyesini düşürmek için, istedięiniz seviyeye gelene kadar düęmeye art arda basmaya devam ediniz.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Tinnitus SoundSupport'un her bir kulaktaki ses seviyesini de aynı anda deęiřtirme Bir cihazı sesi açmak, dięerini de sesi kısmak için kullanabilirsiniz: Ses seviyesini yükseltmek için, SAĐ iřitme cihazındaki düęmeye art arda kısaca basınız. Ses seviyesini düşürmek için, SOL iřitme cihazındaki düęmeye art arda kısaca basınız.</p>

iřitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

miniRITE-T

<input type="checkbox"/>	<p>A) Tinnitus SoundSupport'un her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı ayrı deęiřtirme Sadece bir iřitme cihazında ses seviyesini yükseltmek için, istedięiniz seviyeye gelene kadar düęmenin üst tarafına art arda kısaca basınız. Sadece bir iřitme cihazında ses seviyesini düşürmek için, istedięiniz seviyeye gelene kadar düęmenin alt tarafına art arda kısaca basınız.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Tinnitus SoundSupport'un her bir kulaktaki ses seviyesini de aynı anda deęiřtirme Her iki iřitme cihazdaki sesi seviyesini yükseltmek/düşürmek için bir iřitme cihazını kullanabilirsiniz. Bir iřitme cihazındaki ses seviyesini deęiřtirdięinizde, dięer cihazdaki ses seviyesi de bunu izler. Ses seviyesini yükseltmek için, düęmenin üst kısmına kısaca basınız. Ses seviyesini düşürmek için, düęmenin alt kısmına kısaca basınız.</p>

iřitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Kullanma süresinde sınırlama

Günlük kullanım

Tinnitus SoundSupport'un ses seviyeleri, uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme hasarına neden olabilecek ses seviyesine ayarlanabilir. İşitme uzmanınız size Tinnitus SoundSupport'u günde en fazla ne kadar kullanacağınızı önerir. Asla rahatsız edici seviyelerde kullanılmamalıdır.

İşitme cihazlarınızda her gün emniyetli bir şekilde kaç saat rahatlatıcı sesler dinleyebileceğinizi öğrenmek için, lütfen bu kitapçığın sonunda bulunan "Tinnitus SoundSupport: Kullanma süresinde sınırlama" tablosundaki işitme cihazı ayarlarını inceleyiniz.

İşitme Uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler

Cihaz tanımı

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanı tarafından işitme cihazında etkinleştirilebilen bir modül işlevidir.

Maksimum kullanma süresi

Seviyeyi 80 dB(A) SPL değerini aşacak şekilde artırdığınızda, Tinnitus SoundSupport'un kullanım süresi azalır. İşitme cihazı 80 dB(A) SPL değerini aştığında, fitting yazılımı otomatik olarak bir uyarı görüntüler. Fitting yazılımındaki fitting grafiğinin yanındaki "Maksimum kullanım süresi göstergesi"ne bakınız.

Ses seviyesi kontrolü devre dışı

Cihazdaki ses oluşturucusunun ses seviyesi kontrolü varsayılan ayarında devre dışıdır. Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiğinde, gürültüye maruz kalma riski artar.

Ses seviyesi kontrolü etkinleştirilmişse

Kulak çınlaması ses seviyesi kontrolünü “Düğmeler ve Göstergeler” ekranında etkinleştirirseniz bir uyarı görüntülenebilir. Bu uyarı, rahatlatıcı ses işitmeye zarar verebilecek seviyelere çıkabiliyorsa meydana gelir. Fitting yazılımındaki “Maksimum kullanım süresi” tablosu, hastanın Tinnitus SoundSupport’u emniyetli bir şekilde kaç saat kullanabileceğini gösterir.

- Tinnitus SoundSupport’un etkinleştirilmiş olduğu her programın maksimum kullanım süresini göz önünde bulundurunuz.
- Bu değerleri kitapçığın arkasında bulunan “Tinnitus SoundSupport: Kullanma süresinde sınırlama” tablosuna yazınız.
- Hastanıza gereken talimatları veriniz.

⚠ Kulak çınlaması ile ilgili uyarılar

İşitme uzmanınız Tinnitus SoundSupport ses oluşturucusunu etkinleştirdiyse, lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

Bir kulak çınlaması yönetim cihazıyla oluşturulan herhangi bir sesin kullanılmasıyla ilişkili bir takım potansiyel endişeler vardır. Bunların arasında, kulak çınlamasının kötüleşme potansiyeli veya işitme eşiklerinin değişme olasılığı vardır.

İşitmede veya kulak çınlamasında bir değişiklik, herhangi bir baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı yaşarsanız veya cihazın cilde temas ettiği noktada cilt tahrişi görür veya fark ederseniz, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız ve bir doktora, odyologa veya işitme uzmanına danışmalısınız.

Her cihazda olduğu gibi, ses oluşturucusu özelliğinin kötüye kullanılması, zararlı olabilecek bir takım etkiler oluşturabilir. Yetkisiz kullanımın önlenmesine ve cihazın, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.

Maksimum kullanma süresi

İşitme uzmanınızın Tinnitus SoundSupport için uygun gördüğü günlük maksimum kullanım süresine daima uyunuz. Bu sürenin aşılması, kulak çınlama veya işitme kaybı durumunuzun kötüleşmesine neden olabilir.

⚠ Genel uyarılar

Kişisel güvenliğiniz amacıyla ve doğru kullandığınızdan emin olmak için, işitme cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları incelemeniz önerilir.

Lütfen bir işitme cihazının normal işitme duyunuzu geri getirmeyeceğini ve organik koşullardan kaynaklanan bir işitme sorununu önlemeyeceğini veya gidermeyeceğini unutmayınız. Ayrıca çoğu durumda bir işitme cihazı çok seyrek kullanıldığında, kullanıcının bundan tam yararlanamayacağını unutmayınız.

İşitme cihazınızla beklenmedik işlem veya olaylar yaşadığınızda işitme uzmanınıza danışınız.

İşitme cihazlarının kullanımı

İşitme cihazları sadece işitme uzmanı tarafından ayarlanıp, tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ani ve kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

Asla işitme cihazlarınızın başkaları tarafından kullanılmasına izin vermeyin, yanlış kullanım onların işitmesine kalıcı hasar verebilir.

Boğulma tehlikesi ile pilleri ve diğer küçük parçaları yutma riski vardır

İşitme cihazları, parçaları ve pilleri, onları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler.

Pillerin zaman zaman ilaçlar ile karıştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle hapınızı yutmadan önce ilacınızı dikkatlice kontrol ediniz.

İşitme cihazlarının bir çoğunda isteğe bağlı kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası sağlanabilmektedir. Bu özelliğin bebeklerde, küçük çocuklarda ve öğrenme zorluğu yaşayan kişilerde ısrarla kullanılması önerilir.

36 aylıktan küçük çocukların her zaman kurcalanmaya karşı dayanıklı bir pil yuvası kullanması gerekir. Bu seçeneğin temin edilip edilemeyeceğini ile ilgili olarak lütfen işitme uzmanınız ile görünüz.

Pil veya işitme cihazı yutulduğunda acil olarak bir doktora görününüz.

Pil kullanımı

Her zaman işitme uzmanınızın önerdiği pilleri kullanınız. Düşük kalitede olan piller sızıntı yapabilir ve vücuda zarar verebilir.

Asla pillerinizi yeniden şarj etmeye çalışmayınız ve asla pilleri ateşe atmayınız. Pillerin patlama riski vardır.

Bozukluk

İşitme cihazınızın haber vermeksizin durabileceğini unutmayınız. Uyarı seslerine güvenirken (örneğin trafikteyken) bunu unutmayınız. Örneğin pilleri tükendiğinde veya hortum, nem veya kulak kiri ile tıkanıldığında işitme cihazları çalışmayabilir.

Aktif implantlar

Aktif implantlarda dikkat edilmelidir. Genel olarak, implante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, cep telefonu ve miknatis kullanımı ile ilgili talimatlara uyunuz.

OtoTelefon miknatisı ve (tümleşik bir miknatisı olan) Çok Amaçlı Alet, implanttan en az 30 cm uzakta tutulmalı, örneğin bir göğüs cebinde taşınmamalıdır.

⚠ Genel uyarılar

Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üretici veya temsilcileri ile iletişime geçiniz.

Röntgen, CT, MR, PET taramaları ve elektro terapi

Yüksek güçlü alanlarda zarar görebileceklerinden, röntgen, CT/MR/PET taramalarında, elektro terapilerde, ameliyatlarda vs. işitme cihazlarınızı çıkarınız.

Isı ve kimyasallar

İşitme cihazınızı asla direkt güneş ışığı altında, örneğin park edilmiş bir araçta bırakmayınız.

İşitme cihazınızın mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmaması gerekir.

Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler, işitme cihazına zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce işitme cihazınızı her zaman çıkartınız ve kullanmadan önce kurumasını bekleyiniz.

Power işitme cihazı

Power işitme cihazlarının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC 711). Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan ürün seçimi ve fitting işlemi sırasında büyük bir özen gösterilmelidir.

İşitme cihazınızın bir Power cihaz olup olmadığı hakkında bilgi için, bu kitapçığın arkasına bakınız.

Muhtemel yan etkiler

İşitme cihazları ve kulaklıklar, kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir. İşitme cihazınızda alerjik olmayan ürünler kullanılmasına rağmen çok nadiren de olsa ciltte tahrişlere ve diğer yan etkilere neden olabilir.

Eğer bu gibi durumlarla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurunuz.

Parazit

İşitme cihazı, uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde üretilmiştir. Ancak işitme cihazınızda ve (örneğin bazı cep telefonları, gümrük kontrol cihazları ve mağazaların alarm sistemleri ve diğer cihazlar gibi) diğer cihazlarda parazitler oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda işitme cihazınızı parazite neden olan aygıttan uzaklaştırınız.

Uçakta kullanım

İşitme cihazınız Bluetooth içerir. Uçak personeli tarafından Bluetooth izni verilmediği sürece, uçaktayken uçak modunun etkinleştirilmesi gerekir.

Sorun giderme kılavuzu

Belirti	Olası nedenleri	Çözümleri
Ses yok	Bitik pil	Pili değiştirin
	Tıkanmış kulaklıklar (kubbe, GripTip veya kalıp)	Kalıbı temizleyin Kulak kiri filtresini, kubbeyi veya GripTip'i değiştirmeyi düşünebilirsiniz
Aralıklı veya kısık ses	Ses çıkışı tıkanmış	Kalıbı temizleyin veya kulak kiri filtresini, kubbeyi veya GripTip'i değiştirin
	Nem	Pili kuru bir bezle silin
	Bitik pil	Pili değiştirin
Ötme sesi	İşitme cihazın kulaklığı yanlış takılmış	Kulaklığı çıkartıp, yeniden takın
	Kulak kanalında kir birikimi	Kulak muayenesi için doktorunuza başvurun
Sinyal sesi	İşitme cihazınız 4 kez art arda 8 defa sinyal sesi verirse, işitme cihazınızın mikrofonu servis tarafından kontrol edilmelidir	İşitme cihazı uzmanınızla iletişime geçin
Apple cihaz ile eşleşme sorunu	Bluetooth bağlantısı başarısız	1) İşitme cihazınızla olan eşleşmeyi silin (Ayarlar→Genel→Erişilebilirlik→İşitme Aygıtları→Aygıtlar→Bu cihazı unut). 2) Bluetooth'u kapatıp yeniden açın.
	Sadece bir işitme cihazı eşleştirilmiş	3) İşitme cihazların pil yuvasını açıp yeniden kapatın. 4) İşitme cihazlarını yeniden eşleştirin ("İşitme cihazını iPhone ile eşleştirme" bölümüne bakın).

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.

Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)

İşitme cihazınız toz geçirmez ve su girişine karşı korumalıdır, bu da tüm günlük yaşam koşullarında kullanıma uygun tasarlandığı anlamına gelir. Dolayısıyla terlemeyi veya yağmurda ıslanmayı dert etmeniz gerekmez. İşitme cihazınız suya temas ettiği ve çalışmayı bıraktığı durumlarda lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz:

1. Üzerindeki tüm suları nazikçe silin.
2. Pil yuvasını açıp pili çıkartın ve pil yuvasındaki tüm suları dikkatli bir şekilde silin.
3. Pil yuvasını açık bırakıp, yaklaşık 30 dakika boyunca işitme cihazın kurumasını bekleyin.
4. Yeni bir pil takın.

ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazınızı duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. İşitme cihazınızı asla su veya başka bir sıvıya batırmayın.

Kullanım koşulları

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +1 °C ila +40 °C Bağıl nem: %5 ila %93, yoğunlaşmamış
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -25 °C ila +60 °C Bağıl nem: %5 ila %93, yoğunlaşmamış

Garanti belgesi

Kullanıcının adı: _____

İşitme uzmanı: _____

İşitme uzmanının adresi: _____

İşitme uzmanının telefonu: _____

Satın alma tarihi: _____

Garanti süresi: _____ Ay: _____

Model sol: _____ Seri no: _____

Model sağ: _____ Seri no: _____

Uluslararası garanti

İşitme cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece işitme cihazının kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak pil, hortum, hoparlörler, kulaklıklar ve filtreler vs. gibi aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının yanlış/hatalı kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, kulaktaki fiziksel değişimler, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Yukarıdaki garanti, tüke-

tici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz hiçbir yasal hakkınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgiler için işitme uzmanınıza başvurunuz.

Servis gerektiğinde

İşitme cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen düzeltebilecek olan işitme uzmanınıza götürünüz.

Teknik bilgiler

İşitme cihazları, aşağıda tanımlanan iki telsiz teknolojisinden faydalanır:

Bu işitme cihazı 3,84 MHz'de çalışan kısa alanlı manyetik indüksiyon teknolojisi ile çalışan telsiz alıcısı-vericisi içermektedir. Vericinin manyetik alan gücü çok düşüktür ve 10 metre mesafede her zaman -40 dB μ A/m altındadır.

Bu işitme cihazı ayrıca Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisinden faydalanan bir alıcı-verici ve tescilli bir kısa mesafeli telsiz teknolojisi içerir (her ikisi 2,4 GHz'te çalışır). 2,4 GHz'lik telsiz verici zayıftır ve salınan toplam güç 4 dBm e.i.r.p. değerinin her zaman altındadır.

Bu işitme cihazı, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

Bu işitme cihazı üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunmaktadır.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki "Teknik Veri sayfaları"nda bulabilirsiniz.

ABD ve Kanada

Bu işitme cihazında bulunan telsiz modülü aşağıdaki kimlik numaralarına sahiptir:

miniRITE:

FCC ID: U28AUMRIT
IC: 1350B-AUMRIT

miniRITE-T:

FCC ID: U28AUMRTE
IC: 1350B-AUMRTE

Bu cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Industry Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygundur.

Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı çakışma oluşturmamalıdır.
2. Bu cihaz istenmeyen uygulamalardan kaynaklanan çakışmalar da dâhil tüm çakışmaları almalıdır.

Uyumdan sorumlu tarafın onayladığı değişiklikler ya da modifikasyonlar, kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını geçersiz kılar.

Daha fazla bilgi için: www.oticon.global

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

Not: Bu cihaz test edilmiştir ve cihazın ve FCC kurallarının 15. kısmında belirtilen Sınıf B dijital cihaz limitleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut tesisatındaki zararlı parazitlere karşı makul bir korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığında, radyo iletişimde zararlı çakışmalara neden olabilir. Ancak belli bir tesisatta çakışma oluşmayacağına hiçbir garantisi yoktur. Bu ekipman, alınan telsiz veya televizyon dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya neden olduğu takdirde (bunu, ekipmanı kapayıp tekrar

açarak tespit edebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ve yerini değiştirin.
- Ekipmanda alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının takılı olduğu prizden devresinden ayırın ve farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize ve deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Üretici, bu işitme cihazının 1999/5/EC (R&TTE) direktifinin temel gereksinimlerine ve bu direktifte yer alan diğer hükümlere ve yeni 2014/53/EU (RED) direktifine uygun olduğunu beyan eder.

Her iki direktifin Uygunluk Beyanları imalatçıdan temin edilebilir.



Üretici:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global

CE 0543 0682



Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmelidir.

 **Bluetooth®**



E2831

IP68

Kişisel işitme cihazı ayarlarınız

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Tinnitus SoundSupport: Kullanım sınırı			
<input type="checkbox"/>	Kullanım sınırlaması yoktur		
<input type="checkbox"/>	Program	Açılıştaki ses seviyesi (kulak çınlaması)	Maks. ses seviyesi (kulak çınlaması)
<input type="checkbox"/>	1	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	2	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	3	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	4	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat

178649TR / 2017.04.19

Power işitme cihazı <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			
İşitme cihazınız üzerinde yüklü olan ayarlar			
Sol		Sağ	
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Ses kontrolü	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Program değiştirme	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Sessiz konum	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
Ses kontrol göstergeleri			
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Min./maks. ses seviyesi uyarı sesleri	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Ses değişikliklerinde klik uyarıları	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Tercih edilen ses seviyesinde bip uyarısı	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	
Pil göstergeleri			
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Pil zayıf uyarısı	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	

178649TR / 2017.04.19



oticon
PEOPLE FIRST